



Protezione delle vie respiratorie per l'esposizione al virus dell'influenza suina / nuova influenza umana A/H1N1

Domande Frequenti (FAQ)

29 Aprile 2009

3M ha ricevuto numerose domande riguardo la scelta del respiratore più adatto per contrastare una potenziale esposizione al virus dell'influenza suina/nuova influenza umana. Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti basate sulle informazioni fornite dal CDC (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), dall'ECDC (Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) e dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Si invita a consultare di frequente i rispettivi siti per informazioni aggiornate e per prendere visione delle procedure più idonee per il controllo dell'infezione da influenza suina/nuova influenza umana.

CDC: <http://www.cdc.gov/swineflu/>

OMS: <http://www.who.int/en/>

ECDC: <http://www.ecdceuropa.eu/>

I respiratori con valvola di espirazione possono essere utilizzati per la protezione contro il virus che causa l'influenza suina/nuova influenza umana?

I respiratori con valvola di espirazione sono studiati per facilitare l'esalazione del fiato attraverso una valvola di sola uscita. Se una persona deve indossare un respiratore per limitare la sua esposizione a virus dispersi nell'aria, un respiratore con valvola di esalazione può andare bene. **Non deve invece essere utilizzato da persone con sospetta o conclamata influenza suina/nuova influenza umana, in quanto si avrebbe esalazione del fiato in ambiente.**

In altre situazioni in cui agli operatori sanitari viene richiesto l'utilizzo di respiratori, la scelta di respiratori con valvola di espirazione deve essere definita in accordo con le linee guida nazionali. **Per esempio in alcuni Paesi quali gli Stati Uniti e il Canada, non è permesso l'utilizzo di respiratori con valvola di esalazione da parte di operatori sanitari in ambienti sterili, quali per esempio sale operatorie.**